


## Цены на продукцию


### Нерассасывающийся шовный материал с атравматической иглой, стерильный

Атравматическая игла  
в натуральную величину


**Колющая, 3/8 окружности**



**Колющая, 1/2 окружности**




**Колющая, 5/8 окружности**




**Режущая, 3/8 окружности**



**Режущая, 1/2 окружности**



Атравматическая игла  
в натуральную величину



Применяемые  
длины игл

Метрич.  
р-р EP

Условн.  
№ USP

Длина  
нити

Цена 1 шт., грн., без ПДВ 7%  
Колющая режущая

#### ПОЛИАМИД крученный, плетеный синий или черный

15мм 20мм 25мм	2,0	3/0	70 см
20мм 25мм 30мм (1/2)	3,0	2/0	70 см
25мм 30мм (1/2) 40мм	3,5	0	70 см
30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм	4,0	1	70 см
30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм	5,0	2	70 см

#### ПОЛИАМИД монофиламент синий

Аналог Ethilon  
(Ethicon)

15мм 20мм	0,7	6/0	70 см
15мм 20мм	1,0	5/0	70 см
15мм 20мм 25мм	1,5	4/0	70 см
15мм 20мм 25мм 30мм (1/2)	2,0	3/0	70 см
20мм 25мм 30мм (1/2) 40мм	3,0	2/0	70 см
25мм 30мм (1/2) 40мм	3,5	0	70 см
30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм	4,0	1	70 см

#### ПОЛИПРОПИЛЕН монофиламент синий

Аналог Prolene  
(Ethicon)

15мм 20мм	0,7	6/0	70 см
15мм 20мм	1,0	5/0	70 см
15мм 20мм 25мм	1,5	4/0	70 см
15мм 20мм 25мм 30мм (1/2)	2,0	3/0	70 см
20мм 25мм 30мм (1/2)	3,0	2/0	70 см
25мм 30мм (1/2) 40мм	3,5	0	70 см
30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм	4,0	1	70 см

#### ПОЛИЭСТЕР (ЛАВСАН) плетеный зеленый (Англия)

Аналог Ethibond  
(Ethicon)

#### ШЕЛК плетеный черный

15мм 20мм	1,0	5/0	70 см
15мм 20мм 25мм	1,5	4/0	70 см
15мм 20мм 25мм	2,0	3/0	70 см
20мм 25мм 30мм (1/2)	3,0	2/0	70 см
25мм 30мм (1/2) 40мм	3,5	0	70 см
25мм 30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм	4,0	1	70 см
30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм	5,0	2	70 см

### МИКРОХИРУРГИЯ И ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

#### ПОЛИАМИД черный или синий монофиламент

Аналог Ethilon  
(Ethicon)

10мм 12мм 300 (500) мкм	1,0	5/0	70 см
10мм 12мм 300 (500) мкм	0,7	6/0	70 см
10мм 12мм 300мкм	0,5	7/0	50 см
5мм 8мм 300мкм	0,5	7/0	15 см
5мм 8мм 300мкм	0,5	8/0	15 см
6,0мм 3/8 окр. 200мкм	0,5	7/0	15 см
6,0мм 3/8 окр. 200мкм	0,4	8/0	15 см
6,0мм 3/8 окр. 200мкм	0,3	9/0	15 см
6,0мм 3/8 окр. 150мкм	0,2	10/0	15 см

При двухигольном исполнении цена увеличивается на 60%.

В групповой упаковке 25 штук, офтальмологический шовный материал - 12 штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.



Украина 01033 г. Киев ул. Горького, 32  
тел. (044) 289 88 78 факс. (044) 287 44 70  
www.olimp-med.com info@olimp-med.com

## Цены на продукцию

### Рассасывающийся шовный материал с атравматической иглой, стерильный

Атравматическая игла  
в натуральную величину

#### Колющая, 3/8 окружности

15 мм 

25 мм 

30 мм 

#### Колющая, 1/2 окружности


12 мм 

20 мм 


30 мм 

40 мм 

#### Колющая, 5/8 окружности

50 мм 

#### Режущая, 3/8 окружности

15 мм 

25 мм 

#### Режущая, 1/2 окружности

12 мм 

20 мм 

30 мм 

40 мм 

Применяемые  
длины игл

Метрич.  
р-р EP

Условн.  
№ USP

Длина  
нити

Цена 1 шт., грн., без ПДВ 7%  
колющая режущая

#### PGA (полигликолид) плетёный фиолетовый

Срок рассасывания 60 - 90 дней, 50% прочности после 21 дня

Аналог  
Vicryl, Dexon II

10мм 12мм 0,7 6/0 50 см

10мм 12мм 1,0 5/0 50 см

15мм 20мм 0,7 6/0 50 см

15мм 20мм 1,0 5/0 50 см

15мм 20мм 25мм 1,5 4/0 75 см

15мм 20мм 25мм 2,0 3/0 75 см

15мм 20мм 25мм 30мм (1/2) 3,0 2/0 75 см

25мм 30мм (1/2) 40мм 3,5 0 75 см

15мм 20мм 25мм 30мм (1/2) 3,0 2/0 90см

25мм 30мм (1/2) 40мм 3,5 0 90 см

25мм 30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм 4,0 1 90 см

25мм 30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм 5,0 2 90 см

#### PGA рапид (полигликолид) плетёный бежевый

Срок рассасывания 42 дня, 50% прочности после 7 дней

Аналог  
Vicryl Rapid

15мм 20мм 25мм 2,0 3/0 75 см

20мм 25мм 30мм (1/2) 3,0 2/0 75 см

#### PDO (полидиоксанон) монофиламент фиолетовый

Срок рассасывания 180 - 210 дней, 60% проч. сохраняется между 28-42 днями

Аналог  
PDS II

12мм 15мм 20мм 0,7 6/0 75 см

15мм 20мм 25мм 1,5 4/0 75 см

25мм 30мм (1/2) 40мм 3,5 0 75 см (150 см петля)

25мм 30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм 4,0 1 75 см (150 см петля)

#### KETGUT простой

Срок рассасывания 63 дня, 50% прочности сохраняется после 7 дней

#### KETGUT хромированный

Срок рассасывания 70 дней, 50% прочности сохраняется после 14 дней

15мм 20мм 1,5 5/0 50 см

15мм 20мм 1,5 5/0 75 см

15мм 20мм 25мм 2 4/0 75 см

15мм 20мм 25мм 3 3/0 75 см

25мм 30мм (1/2) 3,5 2/0 75 см

30мм (1/2) 40мм 4 0 75 см

30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм 5 1 75 см

30мм (3/8 и 1/2) 40мм 50мм 6 2 75 см

40мм 50мм 7 3 75 см

При двухигольном исполнении цена увеличивается на 60%.

В групповой упаковке PGA и PDO - 12 штук, кетгут - 20 штук.

Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.



Украина 01033 г. Киев ул. Горького, 32  
тел. (044) 289 88 78 факс. (044) 287 44 70  
www.olimp-med.com info@olimp-med.com

## Цены на продукцию

### Рассасывающийся шовный материал в пакетах (без иглы), стерильный

Цена 1 пакета, грн., без ПДВ 7%

Тип шовного материала	Длина, количество нитей	Метрический размер EP (условный № USP)						
		1.0(5/0)	1.5(4/0)	2.0(3/0)	3.0(2/0)	3.5(0)	4.0(1)	5.0(2)
<b>PGA</b> <b>ПОЛИГЛИКОЛИД</b> <b>фиолетовый</b> <b>плетеный</b>	75 см x 1 шт.							
	90 см x 1 шт.							
	150 см x 1 шт.							
	250 см x 1 шт.							
	300 см x 1 шт.							
	350 см x 1 шт.							
<b>КЕТГУТ</b> <b>простой</b> <b>или</b> <b>хромированный</b>	Длина, количество нитей	Метрический размер EP (условный № USP)						
		1.5(5/0)	2.0(4/0)	3.0(3/0)	3.5(2/0)	4.0(0)	5.0(1)	6.0(2)
	150 см x 1 шт.							

### Нерассасывающийся шовный материал в пакетах (без иглы), стерильный

Цена 1 пакета, грн., без ПДВ 7%

Тип шовного материала	Длина, количество нитей	Метрический размер EP (условный № USP)							
		1.5(4/0)	2.0(3/0)	3.0(2/0)	3.5(0)	4.0(1)	5.0(2)	6.0(3;4)	7.0(5)
<b>ПОЛИАМИД</b> <b>синий</b> <b>или белый</b> <b>крученный</b>	150 см x 1 шт.								
	75 см x 2 шт.								
	40 см x 5 шт.								
	40 см x 10 шт.								
	75 см x 5 шт.								
	75 см x 10 шт.								
<b>ПОЛИАМИД</b> <b>синий</b> <b>плетеный</b>	150 см x 1 шт.								
	75 см x 2 шт.								
	40 см x 5 шт.								
	40 см x 10 шт.								
	75 см x 5 шт.								
	75 см x 10 шт.								
<b>ПОЛИЭСТЕР</b> <b>(ЛАВСАН)</b> <b>зеленый</b> <b>плетеный</b>	150 см x 1 шт.								
	75 см x 2 шт.								
	40 см x 5 шт.								
	50 см x 5 шт.								
	40 см x 10 шт.								
	75 см x 5 шт.								
	75 см x 10 шт.								
	50 см x 20 шт.								

По желанию заказчика длина и количество нитей могут быть изменены. Цена оговаривается дополнительно

В групповой упаковке PGA - 12 штук, кетгут и нерассасывающиеся нити - 20 штук.

**Для оптовых потребителей действует гибкая система скидок.**



Украина 01033 г. Киев ул. Горького, 32  
 тел. (044) 289 88 78 факс. (044) 287 44 70  
 www.olimp-med.com info@olimp-med.com